

DEMANDE D'ANALYSE en élevage avicole (hors examen lésionnel)

SITES POUR ANALYSES ACCREDITEES*

Châteaubourg	Arzacq-Arraziguet	Les Essarts	Secondigny	Varades	Labofarm – Loudéac	Labofarm – Ploumagoar
✓	✓		✓		✓	✓
✓	✓		✓		✓	
✓	✓		✓		✓	
✓	✓	✓		✓		
✓						
✓						
✓						

Recherche *Salmonella* NF U47-100 et variante, NF U47-101
 Recherche mycoplasmes par ARL NF U47-012 (février 2009 annulée)
 Recherche *Salmonella Gallinarum Pullorum* par ARL NF U47-034
 PCR influenza gène M et sous types H5-H7
 IDG AIV et IHA APMV1
 Recherche Salmonelle NF EN ISO 6579

DONNEES ADMINISTRATIVES
LIEU DE PRELEVEMENT : NOM - Prénom : Adresse : CP : Commune : site administratif si différent du lieu de prélèvement : Tel : ... N° INUAUV : Bâtiment : SIRET (Obligatoire pour recherche AIV) : Réf. client : ... Groupement : ... Vétérinaire sanitaire : ...
Nom du préleveur : ... Nom technicien : ... Date de prélèvement : ...
FACTURATION : NOM - Prénom : Adresse : CP : Commune :
TRANSMISSION DES RESULTATS : (Pour la transmission des résultats par e-mail, une convention de preuve signée est obligatoire) ☐ Eleveur ☐ Vétérinaire : ☐ DDSP/DDPP département : ... ☐ Groupement ☐ Autre :

DONNEES TECHNIQUES
MOTIF DE LA DEMANDE : ☐ Arrêtés Salmonelles (autocontrôles réglementaires) ☐ Echanges intracommunautaires ☐ Contrôle interne en cours de production ☐ Autre :
Activité : ☐ Sélection ☐ Reproduction ☐ Production Type production : ☐ Futur Reproducteur ☐ Reproducteur ☐ Future Pondeuse Œuf Consommation ☐ Pondeuse Œuf Consommation ☐ Chair standard ☐ Chair biologique ☐ Chair fermier ☐ Chair label ☐ Chair certifié ☐ Œufs embryonnés ☐ PAG ☐ Gavage
Espèce : ☐ Poule ☐ Coq ☐ Canard ☐ Dinde ☐ Pintade ☐ Poulet ☐ Autre.....
Âge des animaux :
Couvoir d'origine :
N° de lot : Nombre d'animaux :
Vaccins effectués hors vaccin Salmonella :
Âges de vaccination :
Nom du demandeur : Signature du demandeur** :
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ANALYSES BACTERIOLOGIQUES DEMANDEES (DONT SALMONELLA)
Recherche de Salmonella
☐ Contrôles officiels ☐ Contrôles internes
☐ environnement selon la norme NF U47-100, Arrêtés en vigueur ☐ examen lésionnel des oiseaux selon la norme NF U47-101 ☐ environnement pour les poulets de chair et dindes d'engraissement selon la norme NF U47-100 variante (MSRV), arrêté en vigueur ou selon une méthode interne simple voie pour l'environnement des espèces autres que poulet de chair et dindes d'engraissement (MSRV) ☐ aliment du bétail, œufs, peaux de cous, muscles... selon la norme NF EN ISO 6579 (instruction en vigueur)
A RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT si concerné Pour les poules et dindes reproduction au stade multiplication et futures pondeuses œuf de consommation : VACCINATION SALMONELLA : ☐ Oui ☐ Non DATE VACCIN : ☐ Vaccin vivant : ☐ AVIPRO SALMONELLA DUO ☐ AVIPRO SALMONELLA VAC E ☐ SALMOVAC ☐ Autre vaccin vivant : ☐ Vaccin inactivé :

* : Bio Chêne Vert est accrédité Cofrac Essais, sous les numéros 1-6172 : site de Châteaubourg, 1-5528 : site d'Arzacq-Arraziguet, 1-6173 : site de Secondigny, 1-7308 : site des essarts en bocage, 1-7455 : site de Varades, 1-7231 : Labofarm-site de Loudéac et 1-7232 : site de Ploumagoar (liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr)

**Le fait pour le client de passer commande ou de transmettre des échantillons à BIO CHÊNE VERT vaut commande et implique l'acceptation des conditions générales de prestation/vente et d'avoir pris connaissance des modalités de prélèvement. Le laboratoire n'est pas responsable du prélèvement.

DEMANDE D'ANALYSE en élevage avicole (hors examen lésionnel)

Analyses et références des prélèvements : voir au verso

Référence client	Ref lot)	Bâtiment	Zone prélevée	Type de prélèvement (2)	Nb prlvt	Date de prélèvement	Âge	Analyses demandées (3)

- (2) : 1 : chiffonnette sans neutralisant
 2 : chiffonnette avec neutralisant
 3 : fond de boîte
 4 : fientes
 5 : pédichiffonnette
 6 : animaux de 1 jour
- 7 : boîte contact
 8 : boîte contact streptocoques fécaux
 9 : eau
 10 : aliments du bétail
 11 : coquilles d'œufs broyées (25g)
 12 : œufs entiers avec coquilles#
- 13 : œufs entiers sans coquilles#
 14 : peaux de cou (3 x 25g ou 3 x 26g si recherche *Campylobacter* supplémentaire)
 15 : muscles profonds
 16 :

(3) #: Recherches de *Salmonella* sur les œufs selon la norme NF EN ISO 6579 accréditées sur 1 ou 3 œufs

- A : Toutes *Salmonella*
 B : groupe I pour les poules reproduction et futures reproduction : *Salmonella* Enteritidis (SE) + *S.Typhimurium* (STm) + *S.Kentucky* (SK) + *S.Hadar* + *S.Infantis* + *S.Virchow* (SHIV)
 C : groupe I hors poules reproduction et futures reproduction : *Salmonella* Enteritidis (SE) + *S.Typhimurium* (STm) + *S.Kentucky* (SK)
 D : *Salmonella* Gallinarum Pullorum
- E : *Aspergillus*
 F : Flore totale
 G : Streptocoques fécaux
 H :

☐ Si la quantité d'échantillon est inférieure aux quantités réglementaires : annuler l'analyse

ANALYSES SEROLOGIQUES ET PCR DEMANDEES

Méthodes d'analyses

Nombre de prélèvements à stocker :

- ☐ ARL contrôle officiel
☐ ARL contrôle interne

Mycoplasma selon norme NF U 47-012 version février 2009 annulée***

- ☐Mg (*gallisepticum*) ☐Ms (*synoviae*) ☐Mm (*meleagridis*, réalisé à BCV35)
☐ **Salmonella Gallinarum Pullorum** NF U47-034 :

- ☐ ELISA VACCINATION

- ☐ Entérite hémorragique -vaccin : ... mep :
☐ Gumboro ☐ Formule Kouwenhoven (≤ 6 jours uniquement) ☐ Formule Deventer

Prélèvements

ELISA

- ☐ Prises de sang (sérum)
☐ Buvards ☐ Autre :
☐ STOCKAGE (nombre) :

PCR

- Ecouvillons ☐ trachées ☐ cloaques ☐ fentes palatines ☐ articulaires
 Chiffonnettes ☐ sans neutralisant ☐ avec neutralisant ☐ Pédichiff
☐ Fientes ☐ Cultures sur boîtes ☐

ELISA ou PCR

(Préciser le nombre)

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐Adenovirus | ☐ <i>Mycoplasma</i> Mg | ☐ <i>Mycoplasma</i> Mg/Ms | ☐ <i>Mycoplasma</i> iowae |
| ☐Anémie infectieuse | ☐ <i>Mycoplasma</i> Mm | ☐ <i>Mycoplasma</i> Mg/Ms/Mm | ☐Chlamydia |
| ☐Bronchite infectieuse | ☐ <i>Mycoplasma</i> Ms | ☐Mg souche vaccinale MG 6/85 | ☐ <i>Histomonas meleagridis</i> |
| ☐Entérite hémorragique | ☐Newcastle (PMV1) | ☐Ms souche vaccinale MS-H | ☐Coronavirus (BI) +typage |
| ☐Gumboro diagnostic | ☐ <i>Ornithobacterium</i> | ☐ <i>Ornithobacterium</i> | ☐ Coronavirus (BI) +séquençage |
| ☐Laryngotrachéite (LTI) | ☐Parvovirus canard | ☐ <i>Avibacterium paragallinarum</i> | ☐Pneumovirus (SIGT) +typage |
| ☐Leucose Anticorps ☐ A ☐ B ☐ J | | ☐ <i>Salmonella</i> SE STm sur MKTT | ☐Laryngotrachéite (LTI) |
| ☐Leucose Antigène | ☐Pneumovirus (SIGT) | ☐Séquençage Gumboro VP 1 | ☐ <i>Campylobacter</i> spp |
| ☐ELISA Parvovirus Derzsy | ☐Reovirus | ☐Séquençage Gumboro VP2 | ☐ <i>Campylobacter hepaticus</i> |
| ☐ <i>Mycoplasma</i> Mg/Ms | ☐Reticuloendotheliose | ☐ <i>Brachyspira (pilosicoli + intermediae)</i> | |
| ☐ <i>Salmonella</i> Enteritidis | | ☐Typage Parvovirus Derzsy/Barbarie | |
| ☐ | | ☐ | |

- ☐ Influenza

(Préciser le nombre)

- ☐Elisa AIV ☐Elisa H5 ☐Elisa H7
☐IDG AIV de type A (selon norme NF U47-013, les échantillons détectés seront transmis au LNR)

PCR (selon méthodes internes issues des notices de kit d'extraction et d'amplification fournisseurs):

- ☐ Contrôle officiel (les échantillons détectés seront transmis au LNR) ☐ Contrôle interne
☐Ecouvillons cloaque ☐Ecouvillons trachée ☐Ecouvillons environnement
☐ Chiffonnettes

- ☐ IHA

(Préciser le nombre)

- ☐ Newcastle PMV 1 (selon norme NF U47-011) ☐PMV3 ☐EDS 76 ☐

Le client doit s'assurer qu'il détient la dernière version en vigueur du présent document.

* : Bio Chêne Vert est accrédité Cofrac Essais, sous les numéros 1-6172 : site de Châteaubourg, 1-5528 : site d'Arzacq-Arraziguet, 1-6173 : site de Secondigny, 1-7308 : site des essarts en bocage, 1-7455 : site de Varades, 1-7231 : LaboFarm-site de Loudéac et 1-7232 : site de Ploumagoar (liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr)

**Le fait pour le client de passer commande ou de transmettre des échantillons à BIO CHÊNE VERT vaut commande et implique l'acceptation des conditions générales de prestation/vente et d'avoir pris connaissance des modalités de prélèvement. Le laboratoire n'est pas responsable du prélèvement.

***Annulation de la norme du fait de l'absence d'un consensus sur l'existence d'un effet de prozone pouvant provoquer un défaut de sensibilité de la méthode.